

Hvordan fungerer det GULE lys?

Gul (590 nm) --- Reducerer rødme, lindrer betændelse, solskoldninger og rosacea.

Hvordan fungerer det HVIDE lys?

Hvidt --- Trænger dybt ind i huden, fremskynder metabolisme af det aktive væv, forbedrer de fine linjer og løs hud.

REVITALLUX

Solvangsvej 7, 4681 Herfølge

Mail: info.revitallux@gmail.com

Tel.: 59 16 35 00

CVR: 26980887



REVITALLUX

BRUGERVEJLEDNING

Anti-aging - Minimerer fine linjer og rynker
Forbedrer hudtone & tekstur
Afhjælper pigmentforandringer
Minimerer acne
Reducerer rødme, ardannelse, eksem & psoriasis

www.revitallux.dk

Æsken indeholder :

- Ansigtmaske med LED
- Strømforsyning 220 Volt
- Hvid USB ledning til masken
- Betjeningsenhed/controller
- Elastik der kan påsættes masken.

Sådan bruger du masken :

1. Pak masken og de tilhørende dele ud.
2. Forbind den hvide USB ledning til masken og controlleren.
3. Forbind strømkablet til controlleren og sæt stikket i stikkontakt (220 Volt).
4. Tryk på knappen "Power Switch" i øverste venstre hjørne af controlleren.
5. Tryk på knappen "On/off" for at tænde masken. Tiden er automatisk sat til 20 min.
6. Brug knappen "Energy +" hvis du vil have kraftigere lys.
7. Brug knappen "Energy -" hvis du vil have mindre kraftigt lys.
8. Brug knappen " Color" til at vælge farve. Masken skifter farve hver gang du trykker.
9. Brug knapperne " Time-" og "Time+" til at regulere tiden.

Når du har fundet frem til den behandlingsform og tid du ønsker, placerer du masken på ansigtet. Masken slukker selv når den valgte tid er gået.

Før brug skal huden være ren og uden cremer og makeup.

Undgå at kigge direkte ind i lyset.

Vi anbefaler, at du mindst bruger masken 4x20 min om ugen og bruger lysstyrke 5, for at opnå den ønskede effekt.

Du kan opbevare masken i den medfølgende æske og rengøre den med en opredet klud.

Efter brug er det en god ide at bruge en god fugtighedscreme og huske at drikke rigeligt med vand

For at lære mere om brugen af de forskellige lys typer anbefaler vi, at du læser yderligere information på vores hjemmeside www.revitallux.dk. Her kan du også læse om kliniske test.

OBS ! Brug ikke masken hvis du er gravid eller ammer. Den må heller ikke bruges hvis du bruger medicin, der gør huden lysfølsom eller lider af lysfølsom hud.

Farver & Funktion

Hvordan fungerer det RØDE LYS?

Rød (650 nm) --- Er en af de mest kraftfulde farver til at øge blod-cirkulationen. Stimulerer hudceller til at udskille collagen, så man opnår en fast hud og glat tekstur.

Det røde lys trænger 8-10 mm ind i huden og passer til alle hudtyper; Det stimulerer fibercellerne og forbedrer blodcirkulationen, som medvirker til at reducere rynker og gør huden mere elastisk og glat.

Det er klinisk dokumenteret, at rødt lys øger produktionen af kollagen og elastin med 500%. Giver huden sin fasthed og elasticitet tilbage og giver et yngre og sundere udseende. Rødt lys øger også ATP-syntesen som er væsentlig for væksten af nye celler og stimulerer mitokondrier til brændselsceller.

Hvordan fungerer det BLÅ LYS?

Blå (463 nm) --- Har fremragende effekt mod akne, dræber bakterier og forbedrer følsom hud.

Det blå lys, der trænger ca. 0,5 mm ind, har også den funktion, at det beroliger og dæmper hududslæt. Egnede til hud, som er følsom, olieagtig og med udslæt på huden. Desuden kan det blå lys stramme løsnet hud, og har god indvirkning på psoriasis.

Hvordan fungerer det GRØNNE lys?

Grøn (527 nm) --- Anti-aging, glatter rynker og fine linjer, helbreder sår

Det grønne lys (mellem rødt lys og blåt lys) passer til blandet hud. Det kan forbedre og aktivere mikrocirkulationsfunktionen af hudoverfladen, og kan berolige huden og reducere smerter i huden.

Hvordan fungerer det LILLA lys?

Lilla (600 nm) --- Afslappende, forbedrer lymfemetabolismen.

Det lilla lys kan styrke proteinfibervævet og krympe porerne. Samtidig minimeres ansigtsrynker, blodcirkulationen fremskyndes og aktiveringen af hudvæv fremmes.

Hvordan fungerer det CYAN lys?

Cyan (470 nm) --- Kan justere kirtelfunktionen af huden. Forbedrer fedtet hud og acne. Samtidig fremmes syntesen af protein og kollagen, huden aktiveres og hudkontraktion afslappes.